



DIADYNAMIK

Místo realizace: PDSS
Závaznost: určeno pro kvalifikované fyzioterapeuty
Cíl metodiky zklidňující a stimulační účinky na klienta, prokrvení tkání

Pomůcky:

- voda
- roušky na elektrody
- dezinfekční roztok
- gumové rukavice
- papírová podložka na lehátko

Procesuální kritéria:

personál provádí, asistuje, sleduje a zaznamenává:

- instruuje klienta o nadcházející proceduře
- asistuje klientovi při svlékání oděvu a ukládání na lůžko dle instrukce lékaře
- zapojí přístroj do sítě
- připraví odpovídající elektrody
- na elektrody navleče namočené roušky
- zapne hlavní vypínač
- dle indikace lékaře zvolí příslušné proudy
- umístí elektrody na postižené místo
- nastaví na stupnici funkci BASIS
- nastaví na stupnici funkci DOLSIIS dle indikace lékaře a citlivosti klienta
- nastaví požadovaný čas
- po uplynutí doby stáhne funkci DOLSIIS
- stáhne druhou funkci BASIS

- sejme elektrody z postiženého místa
- vypne hlavní vypínač
- vypne přístroj ze sítě
- asistuje klientovi při vstávání z lůžka
- instruuje klienta o dalším postupu
- vypláchne roušky v dezinfekčním roztoku