



MAGNETOTERAPIE

- Místo realizace:** PDSS
Závaznost: Určeno pouze pro kvalifikované fyzioterapeuty
Cíl metodiky: Analgetický, zlepšení prokrvení, urychlení hojení ran a zlomenin, apod.
Účel: Stanovení jednotlivých léčebných postupů

Pomůcky:

- papírová podložka na lehátko

Procesuální kritéria:

personál provádí, asistuje, sleduje a zaznamenává:

- uloží klienta na lehátko
- seznámí jej s postupem rehabilitační a léčebné metody
- zapne přístroj do sítě
- dle diagnózy zvolí aplikátory a umístí na tělo klienta
- zapne hlavní vypínač
- zvolí program dle diagnózy (1-37)
- nastaví předepsaný čas
- zmáčkne tlačítko START
- po uplynutí doby se přístroj automaticky vypne
- obsluha vypne přístroj ze sítě